

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nans Para Wb, Elisa - Q9Nr45

Número do item: CM0021266



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NANS humano, validado para estudos de nocaute. Adequado para western blotting e ELISA. A NANS é uma enzima chave na biossíntese do ácido siálico, essencial para o desenvolvimento cerebral e esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NANS Rabbit pAb
Observações/Apelido	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54187
GeneID	54187
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-359 da NANS humana (NP_061819.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR45
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo