

Anticorpo Monoclonal Anti-Nap1L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55209

Número do item: CM0011995



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NAP1L1 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece NAP1L1 humano, de camundongo e de rato, uma chaperona de histonas envolvida na montagem de nucleossomos, no reparo do DNA e na neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-NAP1L1
Observações/Alias	NRP; NAP1; NAP1L; NAP1L1
Espécie	Humano
GeneID	4673
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55209
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Embalagem de gelo