

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nap1L5 Para Wb E Elisa - Q96Nt1

Número do item: CM0023690

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NAP1L5 validado para WB e ELISA, reativo com humano e camundongo. Ideal para investigar a função de chaperona de histonas, montagem de nucleossomos e dinâmica da cromatina específica do cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho NAP1L5
Observações/Apelido	DRLM; NAP1L5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	266812
GeneID	266812
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-120 do NAP1L5 humano (NP_715638.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96NT1
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo