

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Napg (Gammasnab) Para Wb E Elisa - Q99747

Número do item: CM0016854

introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra NAPG (GAMMASNAP), validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte vesicular do RE ao Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAPG Rabbit pAb
Observações/Alias	GAMMASNAP; NAPG
Espécie	Humano
ID do Gene	8774
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-312 da NAPG humana (NP_003817.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99747
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo