

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Napg Para Wb E Elisa - Q99747

Número do item: CM0027963

introdução

NAPG Rabbit pAb é um anticorpo policlonal contra a proteína de ligação NSF solúvel gama, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em Humano, Camundongo e Rato. Adequado para pesquisa de tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAPG Rabbit pAb
Observações/Apelido	GAMMASNAP; NAPG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8774
GeneID	8774
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-312 da NAPG humana (NP_003817.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99747
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo