

Anticorpo Policlonais Anti-Naprt Para Wb, Elisa - Q6Xqn6

Número do item: CM0018532



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NAPRT validado para WB e ELISA; detecta NAPRT humano, de camundongo e de rato, uma enzima citosólica de ~58 kDa que catalisa a primeira etapa da biossíntese de NAD a partir do ácido nicotínico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAPRT Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NAPRT1; PP3856; NAPRT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	93100
ID do Gene	93100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 309-538 da NAPRT1 humana (NP_660202.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6XQN6
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo