

Anticorpo Policlonal Anti-Napsa Para Wb, Elisa - 096009

Número do item: CM0019652

introdução

O pAb de coelho anti-NAPSA detecta a napsina-A, uma aspartil protease envolvida no processamento de surfactante. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em ratos. Ideal para pesquisas em pulmão e rim.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-NAPSA
Observações/Alias	NAPSA; KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; napsina-A
Espécie	Humano
GeneID	9476
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 64-190 da NAPSA humana (NP_004842.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O96009
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo