

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nars Para Wb, Elisa - O43776

Número do item: CM0013639



introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho anti-NARS validado para WB e ELISA contra asparagina-tRNA ligase humana e de camundongo. Tem como alvo uma enzima citoplasmática de 63 kDa crucial para a síntese proteica e a sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NARS Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NARS; ASNRS; NEDMILG; NEDMILEG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4677
ID do Gene	4677
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 309-548 da NARS humana (NP_004530.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43776
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo