

Anticorpo Policlonal Anti-Nasp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49321

Número do item: CM0027878



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NASP humano (proteína espermática autoantigênica nuclear) validado para WB, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar redes de chaperonas de histonas e replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NASP Coelho pAb
Observações/Apelido	HMDRA1; FLB7527; PRO1999; NASP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4678
ID do Gene	4678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-449 do NASP humano (NP_689511.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49321
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo