

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nat1 Para If/Icc, Elisa - P18440

Número do item: CM0002913



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NAT1 de alta especificidade validado para IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com NAT1 humano, de rato e de camundongo (34 kDa). Ideal para estudos de metabolismo de fármacos, farmacogenômica e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho NAT1
Observações/Apelido	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NAT1 humano (P18440)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18440
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo