

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nat1 Para Wb E Elisa - P18440

Número do item: CM0022140



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NAT1 humano (N-acetiltransferase de arilamina 1), validado para WB e ELISA. Reconhece uma enzima citoplasmática de 34 kDa envolvida na desintoxicação de fármacos e na bioativação de carcinogénios, adequada para investigação em farmacogenética e toxicologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAT1 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9
GeneID	9
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do NAT1 humano (NP_001153646.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18440
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo