

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Nat10 () Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q9H0A0

Número do item: CM0011198



introdução

Anticorpo monoclonal coelho contra NAT10 humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Direciona-se à RNA acetiltransferase envolvida na estabilidade do mRNA e biogênese do ribossomo. Ideal para pesquisa IVD e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-NAT10 Humano
Observações/Apelido	ALP; Kre33; NET43
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55226
GeneID	55226
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-1025 do NAT10 humano (Q9H0A0)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H0A0
Peso Proteico	116 kDa
Envio	Saco de gelo