


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nat10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Número do item: CM0003145



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra NAT10 (RNA citidina acetiltransferase). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de acetilação de mRNA e processamento de rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAT10 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55226
GeneID	55226
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-1025 da NAT10 humana (Q9H0A0)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0A0
Peso da Proteína	116kDa
Envio	Bolsa de gelo