

Anti-Nat8 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhe5

Número do item: CM0030673

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o NAT8 humano, adequado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Demonstra reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre acetilação de proteínas, apoptose e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NAT8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GLA, CML1, CCNAT, Hcml1, ATase2, TSC501, TSC510, NAT8
Espécie	Humano
ID do Gene	9027 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-220 do NAT8 humano (Q9UHE5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHE5
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo