

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nat9 Para Wb E Elisa - Q9Bte0

Número do item: CM0030690

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NAT9 humano (alfa/beta-tubulina-N-acetiltransferase 9), adequado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas sobre acetilação de tubulina e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAT9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EBSP; hNATL; NAT9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26151
GeneID	26151
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-207 do NAT9 humano (NP_056469.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BTE0
Peso Proteico	23kDa
Envio	