


Anticorpo Monoclonal Anti-Nav1.5/Scn5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Número do item: CM0009314



introdução

Anticorpo Monoclonal Anti-Nav1.5/SCN5A de coelho de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Específico para Nav1.5 humano, crucial para pesquisa em eletrofisiologia cardíaca e desenvolvimento de ensaios para DII.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nav1.5/SCN5A mAb de coelho
Observações/Apelidos	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6331
ID do Gene	6331
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 273-357 da Nav1.5/SCN5A humana (NP_000326.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14524
Peso da Proteína	227 kDa/223 kDa/221 kDa/225 kDa
Transporte	Bolsa de gelo