


Anticorpo Monoclonal Anti-Nav1.5/Scn5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Número do item: CM0008136



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Nav1.5/SCN5A, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o canal de sódio dependente de voltagem cardíaco, essencial para o início do potencial de ação. Ideal para pesquisa cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Nav1.5/SCN5A
Observações/Apelidos	HB1, HB2, HH1, IVF, VF1, HBBB, ICCD, LQT3, SSS1, CDCD2, CMD1E, CMPD2, PFHB1, Nav1.5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6331
ID do Gene	6331
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 273-357 do Nav1.5/SCN5A humano (NP_000326.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14524
Peso Molecular da Proteína	221-227 kDa
Envio	Em saco de gelo