

Anticorpo Policlonal Anti-Naxe Para Wb, Elisa - Q8Ncw5

Número do item: CM0015273

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NAXE humano (AIBP/APOA1BP). Detecta NAXE humano, de camundongo e de rato. Adequado para WB e ELISA. Visa uma epimerase de hidrato de NAD(P)H mitocondrial envolvida no efluxo de colesterol e regulação vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAXE Rabbit pAb
Observações/Apelido	AIBP; PEBEL; YJEFN1; APOA1BP; NAXE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	128240
GeneID	128240
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-170 do NAXE humano (NP_658985.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NCW5
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo