

Anticorpo Policlonais Anti-Nbas Para Wb, If/Icc, Elisa - A2Rrp1

Número do item: CM0025204

introdução

Anticorpo policlonal anti-NBAS de coelho purificado por afinidade, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com NBAS humano e de rato. Uma ferramenta de pesquisa para estudos de transporte retrógrado Golgi-ER e neuroblastoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NBAS Rabbit pAb
Observações/Alias	NAG; SOPH; ILFS2; NBAS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51594
ID do Gene	51594
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do NBAS humano (NP_056993.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	A2RRP1
Peso da Proteína	269kDa
Transporte	Bolsa de gelo