

Anticorpo Policlonal Anti-Nbeal2 Para Wb, Elisa - Q6Znj1

Número do item: CM0023962

introdução

Anticorpo policlonal de coelho NBEAL2 validado para WB e ELISA em amostras humanas. Ideal para estudar a proteína neurobeachin-like 2 na trombopoiese e no desenvolvimento de alfa-grânulos. 303kDa, UniProt Q6ZNJ1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NBEAL2 pAb de Coelho
Observações/Alias	GPS; BDPLT4; NBEAL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23218
GeneID	23218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1800-2100 do NBEAL2 humano (NP_055990.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZNJ1
Peso Proteico	303kDa
Envio	Saco de Gelo