


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nbr1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14596

Número do item: CM0030767



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NBR1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Adaptador de autofagia envolvido na imunidade inata e agregação de proteínas. Ideal para pesquisas sobre autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NBR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IAI3B; M17S2; MIG19; 1A1-3B; NBR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4077
GeneID	4077
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-85 do NBR1 humano (NP_005890.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14596
Peso Proteico	107kDa
Envio	Saco de gelo