

## Anticorpo Monoclonal Anti-Nbs1/Nbn Para Wb, Ip, Elisa - O60934

Número do item: CM0004434



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NBS1/NBN humano, validado para WB, IP, ELISA. A Nibrina é um componente do complexo MRN essencial para o reparo de quebras de fita dupla do DNA e manutenção dos telômeros.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NBS1/NBN Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Observações/Apelido | ATV; NBS; P95; NBS1; AT-V1; AT-V2; NBS1/NBN                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 4683                                                                                                                                |
| GeneID              | 4683                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 655-754 do NBS1/NBN humano (O60934). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                              |
| SWISS               | O60934                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 85kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                        |