

Anticorpo Policlonal Anti-Nbs1/Nbn Para Wb, If/Icc, Elisa - O60934

Número do item: CM0027592



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho anti-NBS1/NBN (Nibrina), validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de reparo de DNA e integridade telomérica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NBS1/NBN Rabbit pAb
Observações/Apêndice	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, NBS1/NBN
Espécie	Humano
ID do Gene	4683
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 650-750 da NBS1/NBN humana (NP_002476.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60934
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo