

Anti-Nbs1/Nbn Anticorpo Policlonal De Coelho (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60934

Número do item: CM0017899



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra NBS1/NBN (Nibrin). Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato. Tem como alvo reparo de DNA, manutenção de telômeros. SWISS: O60934.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NBS1/NBN pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, BN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4683
GeneID	4683
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-754 do NBS1/NBN humano (NP_002476.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60934
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco com gelo