

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncald Para Wb E Elisa - P61601

Número do item: CM0031026

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a neurocalcina-delta (NCALD) humana. Adequado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de cálcio e tecido neuronal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NCALD Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | NCALD                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 83988                                                                                                                    |
| GeneID              | 83988                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 da NCALD humana (NP_114430.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P61601                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 22kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |