

Anti-Ncam (Cd56) Anticorpo Monoclonal Polimab® De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P13591 / P1595

Número do item: CM0009762



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra NCAM (CD56) para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato; adequado para pesquisa em neurociência e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCAM Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano/Camundongo
ID do Gene (Humano)	4684
ID do Gene	4684/17967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-413 do CD56 humano/camundongo (NP_851996.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13591/P1595
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo