

Anti-Ncam Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Número do item: CM0003959



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o NCAM humano (CD56, NCAM1), validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Ideal para estudar a adesão de neurónios, o crescimento de neuritos e os mecanismos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCAM mAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 758-858 do NCAM humano (NP_000606.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo