

Anticorpo Policlonal Anti-Ncam1/Cd56 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13591

Número do item: CM0030658



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NCAM1/CD56 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Essencial para pesquisa em adesão neural e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCAM1 / CD56 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 759-858 do NCAM1 / CD56 humano (NP_851996.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envio	Em saco de gelo