

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncam1/Cd56 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Número do item: CM0013084



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NCAM1/CD56 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece homólogos de rato e camundongo; adequado para estudos de adesão de células neurais, crescimento de neuritos e interações com receptores virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NCAM1 / CD56 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4684
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 759-858 do NCAM1 / CD56 humano (NP_851996.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P13591
Peso Molecular da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo