

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ncam/Cd56 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13595

Número do item: CM0005964



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho NCAM/CD56 da CamelBio (P13595) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece isoformas de NCAM de camundongo e rato (67-119 kDa). Ideal para estudos de neurociência e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCAM /CD56 Rabbit mAb
Observações/Alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1; NCAM /CD56
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	17967
GeneID	17967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-711 da NCAM /CD56 de camundongo (NP_001106675.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P13595
Peso da Proteína	67kDa/80kDa/93kDa/119kDa
Transporte	Bolsa de gelo