

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncaph Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15003

Número do item: CM0025483



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NCAPH (subunidade 2 do complexo condensina) para aplicações em WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano. Ideal para pesquisa de condensação cromossômica e ciclo celular. SWISS: Q15003.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCAPH Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAPH; BRRN1; CAP-H; MCPH23; NCAPH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23397
ID do Gene	23397
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do NCAPH humano (NP_056156.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15003
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo