

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncbp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52298

Número do item: CM0027239



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NCBP2 validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Detecta NCBP2 (CBP20) humano e de camundongo, uma subunidade chave do complexo de ligação ao cap nuclear essencial para o splicing de pré-mRNA, exportação e regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCBP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CBC2; NIP1; CBP20; PIG55; NCBP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22916
GeneID	22916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 do NCBP2 humano (NP_031388.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52298
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo