


Anticorpo Policlonal Anti-Ncf4/P40-Phox Para Wb, Elisa - Q15080

Número do item: CM0024308



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NCF4/p40-phox humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta p40-phox endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar o complexo oxidase de NADPH em células fagocíticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCF4/p40-phox Rabbit pAb
Observações/Apelido	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Espécie	Humano
GeneID	4689
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-190 do NCF4/p40-phox humano (NP_038202.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15080
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo