

Anticorpo Monoclonal Anti-Nck1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16333

Número do item: CM0010320



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho NCK1 validado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta NCK1 humano, de rato e de camundongo (43kDa, P16333). Almeja a proteína adaptadora SH2/SH3 envolvida na sinalização de fatores de crescimento, regulação da tradução e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCK1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4690
GeneID	4690
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do NCK1 humano (P16333))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16333
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo