

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Nck1 Para Wb E Elisa - P16333

Número do item: CM0018253



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a NCK1 (NCKalpha), uma proteína adaptadora SH2/SH3. Adequado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Para investigação de vias de sinalização de receptores e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCK1 pAb de Coelho
Observações/Alias	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4690
ID do Gene	4690
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 58-377 da NCK1 humana (NP_006144.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16333
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo