


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Nck2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43639

Número do item: CM0026262



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-NCK2 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta NCK2 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização por fatores de crescimento e regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCK2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GRB4; NCKbeta; NCK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8440
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-380 da NCK2 humana (NP_003572.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43639
Peso Molecular da Proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo