

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nckap1 Para Wb, Elisa - Q9Y2A7

Número do item: CM0017213



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NCKAP1 para WB, ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. O alvo faz parte do complexo WAVE que regula a formação de lamelipódios e a dinâmica do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCKAP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	HEM2; NAP1; NAP125; p125Nap1; NCKAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10787
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da NCKAP1 humana (NP_038464.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2A7
Peso Molecular	129 kDa
Envio	Bolsa de gelo