


Anticorpo Policlonais Anti-Ncoa1 Para Wb, Elisa - Q15788

Número do item: CM0018593



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao NCOA1/SRC1 humano, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudos de coativação de receptores nucleares e remodelação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCOA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; NCOA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8648
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 720-980 do NCOA1 humano (NP_003734.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15788
Peso Molecular da Proteína	157kDa
Envio	Bolsa de gelo