

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncoa3 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y6Q9

Número do item: CM0021205



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra NCOA3 (pAb), produzido em coelho contra o NCOA3 humano. Validado para WB, IP e ELISA, ideal para o estudo da sinalização de receptores nucleares, remodelamento da cromatina e coativação transcrricional. - Q9Y6Q9

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCOA3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ACTR; AIB1; RAC3; SRC3; pCIP; AIB-1; CTG26; SRC-3; CAGH16; KAT13B; TNRC14; TNRC16; TRAM-1; bHLHe42; NCOA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8202
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 do NCOA3 humano (NP_858045.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6Q9
Peso da Proteína	155 kDa
Envio	Bolsa de gelo