


## Anticorpo Policlonal Anti-Ncoa4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13772

Número do item: CM0030442



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NCOA4 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa de ferritofagia, homeostase de ferro e coativação transcricional.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NCOA4 Rabbit pAb                                                                                                                                  |
| Observações/Apelido | RFG, ELE1, PTC3, ARA70, NCOA4                                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 8031                                                                                                                                              |
| GeneID              | 8031                                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína Recombinante   Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do NCOA4 humano (NP_005428.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                          |
| SWISS               | Q13772                                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 70kDa                                                                                                                                             |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                                     |