


Anticorpo Policlonal Anti-Ncoa7 Para Wb, Elisa - Q8Ni08

Número do item: CM0013520



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NCOA7 de alta qualidade validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. NCOA7 é um coativador de receptor nuclear e protetor contra estresse oxidativo, útil em pesquisas sobre câncer e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCOA7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ESNA1; TLDC4; ERAP140; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; dj187J11.3; NCOA7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	135112
GeneID	135112
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do NCOA7 humano (NP_861447.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NI08
Peso Proteico	106kDa
Transporte	Saco de gelo