


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ncoa7 Para Wb, Elisa - Q8Ni08

Número do item: CM0006094



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NCOA7 humano, validado para Western blot e ELISA. Reconhece NCOA7 humano e de camundongo, um coativador de receptor nuclear envolvido na regulação transcricional, proteção contra estresse oxidativo e inibição da entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCOA7 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	NCOA7; ERAP140; ESNA1; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; TLDC4; dj187j11.3; coativador de receptor nuclear 7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	135112
ID do Gene	135112
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 777-942 da NCOA7 humana (NP_861447.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8Ni08
Peso da Proteína	12 kDa/25 kDa/28 kDa/33 kDa/92-106 kDa
Envio	Bolsa de gelo