


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ncor1 Para Wb - O75376

Número do item: CM0027680



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao corepressor 1 do receptor nuclear (NCOR1), adequado para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de repressão transcricional e dinâmica da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCOR1 Coelho pAb
Observações/Apêndices	N-CoR, TRAC1, N-CoR1, hN-CoR, PPP1R109, NCOR1
Espécie	Humano
ID do Gene	9611
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-200 do NCOR1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75376
Peso Proteico	270kDa
Remessa	Bolsa de Gelo