


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncor2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y618

Número do item: CM0026617



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NCOR2 (SMRT) humano. Adequado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para rato e camundongo. Ideal para estudar a remodelagem da cromatina e a repressão transcrricional mediada por receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCOR2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SMRT; TRAC; CTG26; SMRTE; TRAC1; N-CoR2; TNRC14; TRAC-1; SMAP270; SMRTE-tau; NCOR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9612
GeneID	9612
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 do NCOR2 humano (NP_006303.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y618
Peso Proteico	274kDa
Envio	Saco de gelo