

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncr1 Para Wb E Elisa - 076036

Número do item: CM0028754



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NCR1 humano (NKp46, CD335) para Western blot e ELISA. Detecta NCR1 humano; ideal para pesquisa em biologia de células natural killer e imunoterapia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LY94, CD335, NKP46, NK-p46, NCR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9437
ID do Gene	9437
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-254 do NCR1 humano (NP_004820.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	076036
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo