

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncr1 Para Wb, Elisa - 076036

Número do item: CM0018326



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NCR1 (CD335, NKp46) humano validado para WB e ELISA. Reconhece o receptor 1 de ativação da citotoxicidade natural de humano, camundongo e rato; ideal para pesquisa em biologia de células NK e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LY94; CD335; NKP46; NK-p46; NCR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9437
GeneID	9437
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 151-303 do NCR1 humano (NP_001138929.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	076036
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo