

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ncr3 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14931

Número do item: CM0007195



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-NCR3 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC, FC (intracelular) e ELISA. Tem como alvo o recetor 3 desencadeador da citotoxicidade natural (NKp30/CD337) nas células NK humanas, essencial para a eliminação de células tumorais e a maturação das células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-NCR3
Observações/Apelido	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; recetor 3 desencadeador da citotoxicidade natural
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Imunogénio	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC (intracelular), ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O14931
Peso da Proteína	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envio	Saco de gelo