

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncs1 Para Wb, Elisa - P62166

Número do item: CM0031081



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NCS1 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de sensores neuronais de cálcio, pesquisa de plasticidade sináptica e análise de sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FLUP; FREQ; NCS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23413
GeneID	23413
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do NCS1 humano (NP_055101.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62166
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo