


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncs1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62166

Número do item: CM0013382



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NCS1 humano (Sensor de cálcio neuronal 1, homólogo de frequenina). Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzada com camundongo e rato. Peso molecular previsto: 22 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FLUP, FREQ, NCS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23413
GeneID	23413
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do NCS1 humano (NP_055101.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62166
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo