

Anti-Ncstn Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Número do item: CM0015363



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NCSTN (nicastrina) humano, uma subunidade da gama-secretase. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre doença de Alzheimer e sinalização Notch.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCSTN Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATAG1874; NCSTN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23385
ID do Gene	23385
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 429-669 do NCSTN humano (NP_056146.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92542
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo